



Foerster Forceps - 1x2 Teeth/Curved/9.5cm



Der achteckig geformte Griff dieser Pinzetten bietet einen besonders guten Halt.

Allgemein

Produktnummer	11043-08
Kategorie	Forceps & Tweezers > Toothed
EAN	4251909501624



Finde 11043-08 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	35 g	Nettogewicht	9 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	9.5 cm		
Tipdimensions	0.8 x 0.5 mm		
Tipwidth	0.8 mm		
Tips	1x2 Teeth		
Tipshape	Curved		