



Die McPherson Fadenpinzette ist ein hochwertiges Präzisionsinstrument und dient als Ligatur Hilfe. Die Spitzen bilden eine Fadenplatte wobei die Kanten gebrochen sind um ein unbeabsichtigtes durchtrennen des Nähfadens zu verhindern. Sie sind um 45° abgewinkelt und verrundet um ein beschädigen des Gewebes zu minimieren. Die Abstandshalter im Griffstück sorgen dafür das nicht zu viel Druck aufgebaut wird.

Allgemein

Produktnummer	11063-07
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth Most Popular > Forceps & Tweezers
EAN	4251909501693



Finde 11063-07 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	6 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	8 cm		
Tipdiameter	0.4 mm		
Tipdimensions	0.4 x 0.5 mm		
Tips	Smooth with platform		
Tipshape	Angled 45°		
Tyingplatform	6 mm		