



Allgemein

Produktnummer	11064-07
Kategorie	Forceps & Tweezers > Serrated
EAN	4251909501709



Finde 11064-07 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	5 g	Nettogewicht	4 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	7 cm		
Tipdimensions	0.6 x 0.5 mm		
Tipwidth	0.6 mm		
Tips	Serrated		
Tipshape	Straight		