



Graefe Iris Forceps - 1x2 Teeth/Straight/7cm



Allgemein

Produktnummer	11066-07
Kategorie	Forceps & Tweezers > Toothed
EAN	4251909501723



Finde 11066-07 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	10 g	Nettogewicht	4 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	7 cm		
Tipdimensions	0.6 x 0.5 mm		
Tipwidth	0.6 mm		
Tips	1x2 Teeth		
Tipshape	Straight		