



Bishop-Harmon Forceps - Serrated/Straight/8.5cm



Dank des Griffs mit Löchern ist diese Pinzette besonders leicht und liefert einen guten Halt.

Allgemein

Produktnummer	11069-08
Kategorie	Forceps & Tweezers > Serrated
EAN	4251909501747



Finde 11069-08 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	8.5 cm		
Tipdimensions	0.5 x 0.5 mm		
Tipwidth	0.5 mm		
Tips	Serrated		
Tipshape	Straight		