



Self-Closing Forceps - Cross Serrated/Angled/10cm



Diese Pinzette zum Gewebetransport mit sanfter Wirkung schließt flach auf 4 mm Breite und 8 mm Tiefe.

Allgemein

Produktnummer	11075-00
Kategorie	Forceps & Tweezers > Serrated
EAN	4251909501808



Finde 11075-00 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	9 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	10 cm		
Tipdimensions	4 x 8 mm		
Tipwidth	4 mm		
Tips	Cross serrated		
Tipshape	Angled		