




DeBakey Round Handled Forceps



Allgemein

Produktnummer	11076-15
Kategorie	Forceps & Tweezers > Serrated
EAN	4251909511623



Finde 11076-15 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	28 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	15 cm		
Tipwidth	1.2 mm		
Tips	DeBakey Serrations		
Tipshape	Straight		