



Die 1x2 Pinzetten Nr. 11084-07 sind bei weitem die feinsten mit Zähnen mit einer Breite von 0,1 mm. Die glatten Pinzetten Nr. 11083-07 haben eine enge 5 mm lange Auflagefläche. Beide Pinzetten haben einen Stift in dem Schaft, der den ausgeübten Druck begrenzt.

Allgemein

Produktnummer	11084-07
Kategorie	Forceps & Tweezers > Toothed
EAN	4251909501839



Finde 11084-07 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	4 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	7 cm		
Teethwidth	0.1 mm		
Tipdimensions	0.3 x 0.25 mm		
Tipwidth	0.3 mm		
Tips	1x2 Teeth		
Tipshape	Straight		