



Mirror Finish Suture Tying Forceps - 1x2 Teeth/Straight/9cm



Eine Pinzette mit einer speziell kombinierten Spitze aus einer Plattform, und 1x2 Zähnen zur Arbeit mit Gewebe.

Allgemein

Produktnummer	11090-09
Kategorie	Forceps & Tweezers > Toothed
EAN	4251909501846



Finde 11090-09 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	7 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	9 cm		
Tipwidth	0.3 mm		
Tips	Tying platform with 1x2 teeth		
Tipshape	Straight		
Tyingplatform	6 mm		