



Allis-Baby Forceps - 4x5 Teeth/Straight/12cm



Pinzette zum Halten von Gewebe und Organen.

Allgemein

Produktnummer	11092-12
Kategorie	Forceps & Tweezers > Toothed
EAN	4251909501877



Finde 11092-12 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	18 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Clampinglength	1 mm		
Length	12 cm		
Tipdimensions	4 x 2 mm		
Tips	4x5 Teeth		
Tipshape	Straight		