



Ring Forceps - with Screw/Smooth/Straight/8.5cm/ID: 1 mm OD: 1.5 mm



Zum Transport von Gewebe und Organen. Eine Begrenzungsschraube verhindert übermäßig ausgeübten Druck.

Allgemein

Produktnummer	11101-09
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909501914



Finde 11101-09 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	10 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	8.5 cm		
Tipdimensions	ID: 1 mm OD: 1.5 mm x 0.5 mm		
Tips	Ring		
Tipshape	Straight		