

F · S · T

## Ring Forceps - with Screw/Smooth/Straight/9cm/ID: 2.2 mm OD: 3 mm



Zum Transport von Gewebe und Organen. Eine Begrenzungsschraube verhindert übermäßig ausgeübten Druck.

## Allgemein

Produktnummer	11103-09
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909501921



Finde 11103-09 auf  
[finescience.com](https://www.finescience.com)

## Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	11 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	9 cm		
Tipdimensions	ID: 2.2 mm OD: 3 mm x 1.3 mm		
Tips	Ring		
Tipshape	Straight		