



Dumont #3 Mini Forceps - Standard Tips/Straight/Inox/7cm



Allgemein

Produktnummer	11200-10
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909502041



Finde 11200-10 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	10 g	Nettogewicht	5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	7 cm		
Style	Mini #3		
Tipdimensions	0.12 x 0.07 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Straight		