



Dumont #4 Mini Forceps - Standard Tips/Straight/Inox/7cm



Allgemein

Produktnummer	11200-12
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909502058



Finde 11200-12 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	10 g	Nettogewicht	4 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	7 cm		
Style	Mini #4		
Tipdimensions	0.14 x 0.06 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Straight		