



Dumont SS Forceps - Standard Tips/Angled 45°/Inox/13.5cm



Die Spitzen sind an der Innenseite glatt, für einen sanften Griff. Die Spitzen werden durch die Anwendung der vollen Kraft nicht getrennt und ein starker Halt ist auch bei der kleinsten Probe garantiert.

Allgemein

Produktnummer	11203-25
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909502089



Finde 11203-25 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	11 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	13.5 cm		
Style	SS		
Tipdimensions	0.2 x 0.12 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Angled 45°		