



Dumont AA Forceps - Standard Tips/Straight/Epoxy Coated/12.5cm



Eine rutschfeste und säurebeständige sowie elektroschockresistente Epoxidbeschichtung bedeckt die Pinzette bis zu 17,5 mm an die Spitzen.

Allgemein

Produktnummer	11210-10
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth MedTech Line
EAN	7640241754206



Finde 11210-10 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	17 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Epoxy coated Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	No		
Length	12.5 cm		
Style	AA		
Tipdimensions	0.4 x 0.2 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Straight		