



Dumont AA Forceps - Standard Tips/Straight/Inox/12.5cm



Die Oberfläche der Pinzette ist poliert.

Allgemein

Produktnummer	11210-20
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth MedTech Line
EAN	4251909502096



Finde 11210-20 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	15 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	12.5 cm		
Style	AA		
Tipdimensions	0.4 x 0.2 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Straight		