

F · S · T

Dumont #15A Cutter - Carbon Steel/11.5cm



Schneidet chirurgische Nähte, feine Drähte, Knorpel, Knochen, Stahldrähte bis 0,06 mm und Kupferdrähte bis 0,15 mm. Nicht autoklavierbar.

Allgemein

Produktnummer	11215-01
Kategorie	Forceps & Tweezers > Cutting
EAN	7640241754305



Finde 11215-01 auf
[finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	31 g	Nettogewicht	30 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Carbon steel		
Autoclavesafe	No		
Bladematerial	Carbon steel		
Cuttingedge	10 mm		
Length	11.5 cm		
EsdSAFE	No		
Jawopeningdiameter	2.5 mm		
Tipdimensions	12 x 4.25 mm		
Tips	Cutting		
Tipshape	Angled		