



Dumont #15ARW Cutting Forceps - Epoxy Coated Carbon Steel/11.5cm



Schneidet chirurgische Nähte, feine Drähte, Knorpel, Knochen, Stahldrähte bis 0,06 mm und Kupferdrähte bis 0,15 mm. Nicht autoklavierbar.

Allgemein

Produktnummer	11215-02
Kategorie	Forceps & Tweezers > Cutting MedTech Line
EAN	4251909502102



Finde 11215-02 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	26 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Epoxy coated carbon steel		
Autoclavesafe	No		
Bladematerial	Carbon steel		
Cuttingedge	7 mm		
Length	11.5 cm		
Esdsafe	Yes		
Jawopeningdiameter	2.5 mm		
Tipdimensions	6 x 4 mm		
Tips	Cutting		
Tipshape	Angled		