

F · S · T

Dumont #15AGW Cutting Forceps - Epoxy Coated Carbon Steel



Hochpräzise Schneidepinzetten eignen sich für Anwendungen, bei denen kleine Materialien geschnitten oder feine Schnitte ausgeführt werden müssen. Die robusten Klingen sind für die Anwendung mäßiger Schneidkräfte ausgelegt. Geeignet zum Schneiden kleiner, weicher Metalldrähte (z. B. Kupfer).

Allgemein

| | |
|---------------|--|
| Produktnummer | 11215-03 |
| Kategorie | Forceps & Tweezers > Cutting MedTech Line |
| EAN | 4251909511890 |



Finde 11215-03 auf
finescience.com

Technische Informationen

| | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------|------|
| Versandgewicht | 30 g | Nettogewicht | 26 g |
| Paketgröße | 1 Pc. | Maßeinheit | EA |
| Mindestbestellmenge | 1 | | |
| Alloymaterial | Epoxy coated carbon steel | | |
| Autoclavesafe | No | | |
| Bladematerial | Carbon steel | | |
| Cuttingedge | 10 mm | | |
| Length | 11.5 cm | | |
| EsdSAFE | Yes | | |
| Tipdimensions | 9 x 4 mm | | |
| Tips | Cutting | | |
| Tipshape | Angled | | |