



Dumont #2AP Forceps - Standard Tips/Straight/Epoxy Coated/12cm



Bietet eine gute Isolierung bei Arbeiten unter 220 Volt (Wechselstrom) und ist lässt nahezu keine chemischen Lösungen durch. Gefrorene oder besonders kalte Bereiche haften nicht an der Griffoberfläche an.

Allgemein

Produktnummer	11220-21
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth MedTech Line
EAN	7640241754251



Finde 11220-21 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Epoxy coated Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	No		
Length	12 cm		
Style	#2AP		
Tipdimensions	1.5 x 0.7 mm		
Tipwidth	1.5 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Straight		