



Dumont #2 Forceps - Standard Tips/Straight/Inox/12cm



Diese Pinzette eignet sich ideal zur Entfernung feiner Schädelknochen.

Allgemein

Produktnummer	11223-20
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909502119



Finde 11223-20 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	12 cm		
Style	#2		
Tipdimensions	0.4 x 0.02 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Straight		