

F · S · T

Dumont #2E Components Forceps - 8 x 1.2 mm



Allgemein

Produktnummer	11229-08
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909511609



Finde 11229-08 auf
[finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	18 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Dumoxel		
Autoclavesafe	Yes		
Length	11.5 cm		
Style	#2E		
Tipdimensions	8 x 1.2 mm		
Tips	For components		
Tipshape	Angled		