



Dumont #5 Mirror Finish Forceps - Standard Tips/Straight/Inox/11cm



Diese Pinzette ist hochglanzpoliert, um das Risiko zu vermeiden, dass Embryos, Nerven oder anderes anhaftendes Gewebe an der Spitze anhaften.

Allgemein

Produktnummer	11251-23
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909502171



Finde 11251-23 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	11 cm		
Style	#5		
Tipdimensions	0.1 x 0.06 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Straight		