

F · S · T

Dumont #5/45 Forceps - Standard Tips/Angled 45°/Dumoxel/11cm



Allgemein

Produktnummer	11251-35
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth MedTech Line
EAN	7640241754374



Finde 11251-35 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Dumoxel		
Autoclavesafe	Yes		
Length	11 cm		
Style	#5/45		
Tipdimensions	0.1 x 0.06 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Angled 45°		