



Dumont #5SF Forceps - Super Fine Tips/Straight/Inox/11cm



Diese Pinzette hat die feinsten Spitzen, die jemals von Dumont produziert wurden.

Allgemein

Produktnummer	11252-00
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth Most Popular > Forceps & Tweezers
EAN	4251909502195



Finde 11252-00 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	35 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	11 cm		
Style	#5SF		
Tipdimensions	0.025 x 0.005 mm		
Tips	Super fine		
Tipshape	Straight		