



Dumont #5 WA Forceps - Biology Tips/Straight/Inox/12cm



Diese neu gestaltete Pinzette bietet eine verbesserte Stabilität mit einem ergonomischen Körper, sodass die Pinzette bequemer in der Hand liegt. Dank eines gewölbten Endes ohne Lötkerbe kann die Pinzette gründlich gereinigt werden, um Biofilmrückstände zu vermeiden.

Allgemein

Produktnummer	11252-21
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909502218



Finde 11252-21 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	15 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	12 cm		
Style	WA #5		
Tipdimensions	0.05 x 0.02 mm		
Tips	Biology		
Tipshape	Straight		