



Dumont #5XL Forceps - Standard Tips/Straight/Inox/15cm



Allgemein

Produktnummer	11253-10
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	7640241754671



Finde 11253-10 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	20 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	15 cm		
Style	#5XL		
Tipdimensions	0.1 x 0.06 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Straight		