



Dumont #5/90 Medical Forceps - Micro-Blunted Standard Tips/Angled
90°/Inox/11cm



Diese Pinzette hat atraumatische und leicht abgestumpfte Spitzen, um ein Durchdringen des Gewebes zu verhindern.

Allgemein

Produktnummer	11253-29
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth Most Popular > Forceps & Tweezers
EAN	7640241754640



Finde 11253-29 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	13 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	11 cm		
Style	Medical #5/90		
Tipdimensions	0.1 x 0.06 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Angled 90°		