



Dumont #55 Forceps - Biology Tips/Straight/Inox/11cm



Abgeschrägt wie #5, aber mit extra leichten und feinen Schenkeln.



Allgemein

Produktnummer	11255-20
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth Most Popular > Forceps & Tweezers
EAN	4251909502270



Finde 11255-20 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	11 cm		
Style	#55		
Tipdimensions	0.05 x 0.02 mm		
Tips	Biology		
Tipshape	Straight		