



Dumont #6 Forceps - Standard Tips/Angled/Inox/11.5cm



Stark gebogene Spitzen, um auch schwer zugängliche Areale zu erreichen.

Allgemein

Produktnummer	11260-20
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth MedTech Line
EAN	4251909502294



Finde 11260-20 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	14 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	11.5 cm		
Style	#6		
Tipdimensions	0.17 x 0.1 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Angled		