



Dumont #7S Medical Forceps - Micro-Blunted Standard

Tips/Curved/Inox/11.5cm



Diese Pinzette hat atraumatische und leicht abgestumpfte Spitzen, um ein Durchdringen des Gewebes zu verhindern.

Allgemein

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer | 11273-22                                                         |
| Kategorie     | Forceps & Tweezers > Smooth<br>Most Popular > Forceps & Tweezers |
| EAN           | 7640241754701                                                    |



Finde 11273-22 auf  
[finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                                 |              |      |
|---------------------|---------------------------------|--------------|------|
| Versandgewicht      | 15 g                            | Nettogewicht | 14 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.                           | Maßeinheit   | EA   |
| Mindestbestellmenge | 1                               |              |      |
| Alloymaterial       | Surgical Stainless Steel (Inox) |              |      |
| Autoclavesafe       | Yes                             |              |      |
| Length              | 11.5 cm                         |              |      |
| Style               | Medical #7S                     |              |      |
| Tipdimensions       | 0.17 x 0.1 mm                   |              |      |
| Tips                | Standard                        |              |      |
| Tipshape            | Curved                          |              |      |