



Unter dem Mikroskop gefertigt. Die Spitzen schließen flach auf 3 mm und neigen weniger dazu sich unter größerem Druck zu öffnen.

Allgemein

Produktnummer	11274-20
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth Most Popular > Forceps & Tweezers
EAN	4251909502331



Finde 11274-20 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	14 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	11.5 cm		
Style	#7		
Tipdimensions	0.07 x 0.03 mm		
Tips	Biology		
Tipshape	Curved		