



Dumont Vessel Cannulation Forceps - 0.35mm OD/13cm



Diese Pinzetten zur Gefäßkanülierung sind sehr nützlich, wenn ein feiner Plastikschauch in ein Blutgefäß von fast gleicher Größe eingeführt werden soll. Die ausgehöhlten Spitzen halten den Schlauch sicher, ohne ihn dabei zu verformen. Die Spitze des Schlauchs wird exakt in die Gefäßöffnung eingeführt, wobei ein Schaden am Gefäß durch eine ungewollte Bewegung vermieden wird. Für Schläuche mit einem Außendurchmesser von 0,35 mm.

Allgemein

Produktnummer	11280-11
Kategorie	Forceps & Tweezers > Cannulation
EAN	4251909502348



Finde 11280-11 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	16 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	13 cm		
Tipshape	Angled		
Tubingsize	0.35 mm OD		