



Abgeschrägt wie #5, aber mit extra leichten und feinen Schenkeln.

Allgemein

Produktnummer	11295-51
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth Most Popular > Forceps & Tweezers
EAN	4251909502423



Finde 11295-51 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Dumostar		
Antimagnetic	Yes		
Length	11 cm		
Style	#55		
Tipdimensions	0.05 x 0.02 mm		
Tips	Biology		
Tipshape	Straight		