



Diese Pinzette wurde unter 40-facher Vergrößerung fachmännisch hergestellt und weist außergewöhnlich feine Spitzen auf. Sie ist besonders leicht, hervorragend ausgeglichen und hat eine leichte Federwirkung. Die Schäfte weisen einen Bogen auf, der maximale Kraft auf die Spitzen garantiert. Die Spitzen schließen flach 6 mm von den Punkten, damit der Haltebereich groß ist und der untere Teil ist schmal, um Gewicht einzusparen.

Allgemein

Produktnummer	11370-42
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909502485



Finde 11370-42 auf
[finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	35 g	Nettogewicht	14 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	11 cm		
Tipdimensions	0.05 x 0.01 mm		
Tips	Biology		
Tipshape	Curved		