



Moria MC32B Iris Forceps - Smooth/Straight/10cm



Ausgeglichen mit leichter Federwirkung und perfekt abgestimmten Spitzen.

Allgemein

Produktnummer	11373-22
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909502508



Finde 11373-22 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	7 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	10 cm		
Tipdimensions	0.5 x 0.3 mm		
Tipwidth	0.5 mm		
Tips	Smooth		
Tipshape	Straight		