



Moria 9605 Troutman Suture Tying Forceps - 8.5 cm/Curved/7.5 mm



Wird zum Nähen nach Abschluss der Operation verwendet. Dies erfordert die Handhabung eines kalibrierten Nylonfadens und die Verwendung einer Fadenpinzette, gerade oder gebogen, ohne Zähne.

Allgemein

Produktnummer	11393-05
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909512255



Finde 11393-05 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	29 g	Nettogewicht	9 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	8.5 cm		
Tipdiameter	0.3 mm		
Tipdimensions	0.3 x 0.4 mm		
Tips	Smooth with platform		
Tipshape	Curved		
Tyingplatform	7.5 mm		