



Moria 9980 #5XL Forceps - Standard Tips/Straight/13cm



Diese Pinzette wurde unter 40-facher Vergrößerung fachmännisch hergestellt und weist außergewöhnlich feine Spitzen auf. Sie ist besonders leicht, hervorragend ausgeglichen und hat eine leichte Federwirkung. Die Schäfte weisen einen Bogen auf, der maximale Kraft auf die Spitzen garantiert. Die Spitzen schließen flach 6 mm von den Punkten, damit der Haltebereich groß ist. Der untere Teil ist schmal, um Gewicht einzusparen und der Griff mit Löchern bietet einen sicheren Griff und verringert ebenfalls das Gewicht.

Allgemein

Produktnummer	11399-80
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909502515



Finde 11399-80 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	50 g	Nettogewicht	17 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	13 cm		
Tipdimensions	0.1 x 0.06 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Straight		