



#5 Mirror Finish Forceps - Standard Tips/Straight/0.1 x 0.06mm/Stainless Steel/11cm



Die letzten 5 mm innen an den Spitzen sind hochglanzpoliert, damit kein Gewebe anhaftet. Ideal für Embryos, Nerven und sonstiges anhaftendes Gewebe.

Allgemein

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Produktnummer | 11412-11                    |
| Kategorie     | Forceps & Tweezers > Smooth |
| EAN           | 4251909502539               |



Finde 11412-11 auf [finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                                 |              |      |
|---------------------|---------------------------------|--------------|------|
| Versandgewicht      | 15 g                            | Nettogewicht | 12 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.                           | Maßeinheit   | EA   |
| Mindestbestellmenge | 1                               |              |      |
| Alloymaterial       | Surgical Stainless Steel (Inox) |              |      |
| Length              | 11 cm                           |              |      |
| Style               | #5                              |              |      |
| Tipdimensions       | 0.1 x 0.06 mm                   |              |      |
| Tips                | Standard                        |              |      |
| Tipshape            | Straight                        |              |      |