



#5 Mirror Finish Forceps - Biology Tips/Straight/0.05 x 0.02mm/Stainless Steel/11cm



Die letzten 5 mm innen an den Spitzen sind hochglanzpoliert, damit kein Gewebe anhaftet. Ideal für Embryos, Nerven und sonstiges anhaftendes Gewebe.

Allgemein

Produktnummer	11413-11
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909502546



Finde 11413-11 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	11 cm		
Style	#5		
Tipdimensions	0.05 x 0.02 mm		
Tips	Biology		
Tipshape	Straight		