



#3 Self-Closing Forceps - Standard Tips/Straight/Stainless Steel/11.5cm



Ideal zum Heben und Halten von EM-Rastern. Gleichbleibender Druck an den Spitzen. Korrekt gespannte überkreuzte Schenkel gelangen zu einem mikroskopisch abgestimmten Punkt.

Allgemein

Produktnummer	11480-11
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth MedTech Line
EAN	4251909502560



Finde 11480-11 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	50 g	Nettogewicht	10 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	11.5 cm		
Style	#3		
Tipdimensions	0.1 x 0.05 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Straight		