



#5 Self-Closing Forceps - Standard Tips/Straight/Stainless Steel/11cm



Ideal zum Heben und Halten von EM-Rastern. Gleichbleibender Druck an den Spitzen. Korrekt gespannte überkreuzte Schenkel gelangen zu einem mikroskopisch abgestimmten Punkt.

Allgemein

Produktnummer	11485-11
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth MedTech Line
EAN	4251909502577



Finde 11485-11 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	50 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	11 cm		
Style	#5		
Tipdimensions	0.1 x 0.06 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Straight		