



#7 Self-Closing Forceps - Standard Tips/Curved/Stainless Steel/11.5cm



Ideal zum Heben und Halten von EM-Rastern. Gleichbleibender Druck an den Spitzen. Korrekt gespannte überkreuzte Schenkel gelangen zu einem mikroskopisch abgestimmten Punkt.

Allgemein

Produktnummer	11487-11
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth MedTech Line
EAN	4251909502584



Finde 11487-11 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	50 g	Nettogewicht	9 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	11.5 cm		
Style	#7		
Tipdimensions	0.2 x 0.12 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Curved		