



Mit kreuzgerieften, eingesetzten Spitzen aus Wolframkarbid, die sowohl einen starken Griff als auch außerordentliche Haltbarkeit bieten.

Allgemein

Produktnummer	11506-12
Kategorie	Forceps & Tweezers > Serrated Most Popular > Forceps & Tweezers
EAN	4251909502591



Finde 11506-12 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	19 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox) with tungsten carbide		
Length	12 cm		
Tipdimensions	1.5 x 1.3 mm		
Tipwidth	1.5 mm		
Tips	Cross Serrated Tungsten Carbide		
Tipshape	Straight		