



Hochpräzise Schneidepinzetten eignen sich für Anwendungen, bei denen kleine Materialien geschnitten oder feine Schnitte ausgeführt werden müssen. Die robusten Klingen sind für die Anwendung mäßiger Schneidkräfte ausgelegt. Geeignet zum Schneiden kleiner, weicher Metalldrähte (z. B. Kupfer).

Allgemein

Produktnummer	11510-12
Kategorie	Forceps & Tweezers > Cutting MedTech Line
EAN	4251909512170



Finde 11510-12 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	29 g	Nettogewicht	26 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Carbon Steel (C)		
Autoclavesafe	No		
Bladematerial	Carbon steel		
Cuttingedge	12 mm		
Length	12 cm		
Esdsafe	No		
Tipdimensions	12 x 4.25 mm		
Tips	Cutting		
Tipshape	Angled		