

F · S · T

#15AGHM High Precision Tungsten Carbide Cutting Tweezers



Hochpräzise Schneidepinzetten eignen sich für Anwendungen, bei denen kleine Materialien geschnitten oder feine Schnitte ausgeführt werden müssen. Die extrem harte Klinge aus Wolframkarbid ist dafür ausgelegt, selbst härteste Metalle zu schneiden.

Allgemein

Produktnummer	11515-02
Kategorie	Forceps & Tweezers > Cutting MedTech Line
EAN	4251909502607



Finde 11515-02 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	27 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Anti-magnetic anti-acid Surgical Stainless Steel (Inox) (sa), Tungsten Carbide, sandblasted		
Bladematerial	Tungsten carbide (TX)		
Cuttingedge	10 mm		
Length	11.5 cm		
EsdSAFE	No		
Jawopeningdiameter	4 mm		
Tipdimensions	10.5 x 5 mm		
Tips	Cutting		
Tipshape	Angled		