



Die hochpräzisen Schneidepinzetten vom Typ #15AGW eignen sich für Anwendungen, bei denen kleine Materialien, bzw. feine Schnitte ausgeführt werden müssen. Die robusten Klingen sind für die Anwendung mäßiger Schneidkräfte ausgelegt. Sie eignet sich zum Schneiden kleiner, weicher Metalldrähte (z. B. Kupfer). Die Epoxidharzbeschichtung verleiht der Pinzette ESD-Eigenschaften und macht sie somit ideal für die Handhabung elektronischer Bauteile und den Einsatz in Reinräumen.

Allgemein

Produktnummer	11521-11
Kategorie	Forceps & Tweezers > Cutting MedTech Line
EAN	4251909512194



Finde 11521-11 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	28 g	Nettogewicht	25 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Carbon Steel (C), ESD epoxy polyester (NE)		
Autoclavesafe	No		
Bladematerial	Carbon steel		
Cuttingedge	10 mm		
Length	11.5 cm		
Esdsafe	Yes		
Tipdimensions	9.6 x 4 mm		
Tips	Cutting		
Tipshape	Angled		