



#15ARW M Diamond Coated Cutting Tweezers



Die diamantbeschichtete Schneidepinzette vom Typ #15AGW eignet sich für Anwendungen, bei denen chirurgische Legierungen, bzw. harte Drähte in der Medizintechnik geschnitten werden müssen. Die robusten Klingen sind für die Anwendung moderater Schneidkräfte ausgelegt. Der Kohlenstoffstahl sorgt für harte und stabile Schneidkanten. Die Klingen weisen eine Härte von 61 HRC auf. Die Diamantbeschichtung (DG4) verleiht den Kohlenstoffstahlklingen eine glatte Oberfläche in Kombination mit extrem hoher Korrosionsbeständigkeit sowie guter Verschleiß- und Abriebfestigkeit.

Allgemein

Produktnummer	11531-11
Kategorie	Forceps & Tweezers > Cutting MedTech Line
EAN	4251909512231



Finde 11531-11 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	28 g	Nettogewicht	25 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Carbon Steel (C), Diamond coating (DG4)		
Autoclavesafe	No		
Bladematerial	Carbon steel		
Cuttingedge	7 mm		
Length	11.5 cm		
Esdsafe	No		
Tipdimensions	6.5 x 4 mm		
Tips	Cutting		
Tipshape	Angled		