



Anatomical Forceps Titanium - Serrated/Straight/16cm



Allgemein

Produktnummer	11602-16
Kategorie	Forceps & Tweezers > Serrated
EAN	4251909502621



Finde 11602-16 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	14 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Titanium		
Antimagnetic	Yes		
Length	16 cm		
Tipdimensions	0.5 x 0.5 mm		
Tips	Serrated		
Tipshape	Straight		